


PRECAUCIONES / PRECAUZIONI / CAUTION

- No rellene el tanque de nitrógeno líquido para retornarlo.

Non riempire il azoto di nitrigeno liquido per il ritorno.

Do not refill the tank with liquid nitrogen.



- No manipule los sensores de las sondas ni apague la electrónica de las cajas.

Non manipolare i sensori delle sonde nè spegnere l'elettronica delle scatole.

Do not handle the temperature sensor or the gauges or switch off the box electronics.



- No abra ni retire la documentación adjunta en el exterior de las cajas de transporte.

Non aprire i documenti allegati all'esterno delle scatole del trasporto.

Do not open or remove the enclosed documentation on the outside of the transport boxes.



📍 Avda. Severo Ochoa 67 - 29603 Marbella (Málaga)

☎ +34 618 220 680 - 📞 +34 951 087 975

✉ info@ovobank.com 🌐 www.ovobank.com



Asociaciones y Sociedades Médicas:



ASEBIR



Garantía de Calidad:



INSTRUCCIONES Y PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DEL TANQUE

ISTRUZIONI E PROTOCOLLO RICEZIONE DEL CONTENITORE

INSTRUCTIONS AND PROTOCOL FOR TANK RECEPTION

powered by



• PASO 1 PASSO 1 STEP 1

Asegúrese que la caja va dirigida a su clínica, fijándose en la etiqueta con dirección. En ese caso, corte la presilla externa y abra la caja.

Assicurarsi che la scatola sia destinata alla sua clinica, facendo attenzione all'etichetta con l'indirizzo. In tal caso, tagliare la fascetta esterna e aprire la scatola.

Make sure the box is addressed to your Clinic checking the label with the address. If so, cut the external cable tie and open the box.

• PASO 2 PASSO 2 STEP 2

Abra el sobre del interior de la caja, y compruebe que el informe corresponde con su pedido. Si es así, corte la presilla del contenedor.

Aprire la bustina contenuta nella scatola, e verificare che l'informativa corrisponda a quanto richiesto. Se così fosse, tagliare la fascetta del contenitore.

Open the envelope that is inside the box and make sure that the report corresponds with the order made. If that is the case, cut the container cable tie.

• PASO 3 PASSO 3 STEP 3



Abra el contenedor, rellene los gobelets con nitrógeno líquido, sin sacarlos del canister del contenedor y compruebe que el interior del mismo concuerda con el informe.

Aprire il contenitore, riempire i gobelets con azoto liquido, senza tirarli fuori dal canister del contenitore e verificare che l'interno concorda con l'informativa.

Open the container, fill in the goblets without removing them from the container canister and check that its content matches the delivery report.

Si alguno de los pasos anteriores no son correctos, comuníquenoslo antes de proceder a la desvitrificación del material biológico.

Se alcuni dei passi anteriori non sono corretti, ce lo comunichi prima di procedere alla devitrificazione del materiale biologico.

If any of the prior steps are not correct, please notify us before devitrifying/thawing the biological material.

1

↓

2

↓

3

↓

3

↓



• PASO 4 PASSO 4 STEP 4

Traspase la varilla junto con el gobelet que contiene los cryotops a su tanque de almacenamiento y vacíe el resto de nitrógeno líquido que pudiera quedar en el contenedor de envío.

Passare la stecca insieme al gobelet che contiene i cryotops al vostro contenitore di deposito e svuotare il contenitore della spedizione per evitare rimanenze di nitrogeno liquido.

Pass the rod and goblet containing cryotops to your storage tank and remove the rest of liquid nitrogen that may be left inside the container.

DEVOLUCIÓN DEL TANQUE RESTITUZIONE DEL CONTENITORE TANK RETURN

• PASO 1 PASSO 1 STEP 1

En la documentación adjunta al envío, encontrará dos informes, uno de ellos debe completarlo y firmarlo, enviándolo de vuelta en la caja o escaneado via e-mail.

Nei documenti allegati alla spedizione, troverà due referti, uno dei quali va completato e firmato, inviandolo nella scatola di ritorno o scansionato via e-mail.

In the documents attached to the delivery you will find two reports, fill one out and sign it, sending it back in the box or once scanned, by e-mail.

• PASO 2 PASSO 2 STEP 2

Para el retorno del contenedor, cierre la caja metálica usando la presilla blanca que encontrará dentro de la misma.

Per la restituzione del contenitore, chiudere la scatola metallica utilizzando la fascetta bianca che troverà all'interno della stessa.

When returning the container, lock the metallic box using the white cable tie that you will find inside.

4

↓


1

↓

2

↓

2



+34 662 154 575